

 PacsSCAN™

PacsSCAN™ le permite escanear documentos escritos, generar formularios electrónicos e importar JPEG a cualquier PACS desde cualquier departamento. Reduce el gasto de papel, mejora el flujo de trabajo y facilita el acceso a documentación médica crucial.

Con PacsSCAN podrá acceder fácilmente a documentos sin imágenes, como notas técnicas, formularios de revisiones médicas e información sobre pedidos. Además, en los PACS podrá ver documentos, formularios electrónicos y JPEG clínicos, así como estudios del paciente en el mismo lugar de la consulta.

El programa de escaneado de documentos líder del sector

¿Por qué elegir PacsSCAN?

- ✦ **Es sencillo:** permite escanear documentos en papel y agregarlos a cualquier PACS desde cualquier departamento
- ✦ **Es rápido:** importa archivos JPEG, AVI y MPEG en menos de un minuto
- Es útil:** compatible con más de 20 soluciones PACS y todos los escáneres TWAIN

¡Y funciona con tres sencillos pasos!



1. Seleccione los datos del paciente o estudio en su RIS o su archivo DICOM



2. Escanee el documento y haga clic en "Enviar"



3. Y el documento ya se ha asociado al estudio correspondiente

Ahora, con formularios electrónicos

PacsSCAN le permite crear y enviar formularios electrónicos para acelerar el flujo de trabajo y ahorrarse toda la labor de escaneado.

- ⚙ **Elimina el proceso de impresión y escaneado**
- ⚙ **Función para autocompletar los datos cruciales**
- ⚙ **Menús desplegables para acelerar la introducción de datos**




Introducción de datos más rápida con una nueva pantalla táctil.

Equipo de pantalla táctil opcional para introducir los datos de los pacientes en formularios electrónicos



Compatible con códigos de barras para asegurar la correspondencia de los datos del paciente



¿Necesita importar CD externos a DICOM? Incorpore **MediaImport** a su PacsSCAN para poder importar CD y DVD a DICOM.

Introducción

Si desea más información sobre PacsSCAN, llámenos al +1 (925) 846-9600 o escríbanos a getstarted@pacsgear.com

Funciones de PacsSCAN

- ⚙ Un sencillo entorno gráfico que permite escanear documentos sin conocimientos previos de PACS. No es necesario ningún curso
- ⚙ Acceso a los entornos de las listas de trabajo del RIS y de los archivos DICOM que permite cargar los datos de los pacientes para facilitar su uso. Las listas de trabajo de modalidades DICOM (MWL) garantizan una correspondencia muy precisa de los documentos escaneados con los estudios de los pacientes. Es compatible con una amplia variedad de códigos de barras para introducir más rápidamente los datos del paciente.
- ⚙ Importación de documentos con escáneres de tecnología TWAIN y envío a través de DICOM. Compatibilidad demostrada con más de 20 PACS.
- ⚙ Importación directa de formatos multimedia como JPEG, BMP, TIFF, PNG y AVI/MPEG entre otros
- ⚙ El acceso a la información está protegido por un nombre de usuario y una contraseña para cada usuario. Compatible con LDAP/Active Directory para un único acceso más cómodo. Una función automática de desconexión tras un cierto periodo de tiempo de inactividad.
- ⚙ Compresión JPEG2000 para reducir los requisitos de almacenamiento y la duración de las transmisiones