




Pacs**SCAN**TM vous permet de numériser des documents papier, réaliser des formulaires électroniques et importer des images au format JPEG vers n'importe quel système PACS depuis n'importe quel service. Les documents papier sont éliminés, le workflow amélioré et la documentation clinique importante facilement accessible.


Pacs**SCAN** simplifie l'accès aux documents non-graphiques tels que les notes techniques, les formulaires de dépistage et les informations de commande. Dans les PACS, vous pouvez visualiser les documents, les formulaires électroniques et les images JPEG cliniques en même temps que les observations sur le patient depuis le point d'intervention.

Premier logiciel de numérisation de documents

Pourquoi PacsSCAN ?

- ✦ **Simple**— Numériser simplement n'importe quel document papier depuis n'importe quel service quel que soit le système PACS utilisé
- ✦ **Rapide**— Importez rapidement des fichiers aux formats JPEG, AVI ou MPEG en moins d'une minute
- ✦ **« Ça marche ! »**— Compatible avec plus de 20 solutions PACS et tous les scanners compatibles TWAIN

Comment ça marche ? C'est simple comme bonjour !



1. Sélectionnez les données du patient/ d'observation depuis votre RIS ou votre DICOM archive



2. Numérisez le document puis cliquez sur « Envoyer »



3. Le document correspond maintenant à l'observation appropriée

Les formulaires électroniques sont maintenant pris en charge

PacsSCAN vous permet de créer et distribuer des formulaires électroniques pour plus d'efficacité et un workflow amélioré : éliminez complètement la numérisation papier !

- ⚙ **Éliminez le cycle impression/numérisation**
- ⚙ **Remplissez automatiquement les champs clés**
- ⚙ **Utilisez les menus déroulants pour une saisie rapide des données**




Nouveau ! Saisie rapide des données grâce à la tablette avec stylet

Tablette PC en option pour la saisie des données dans les formulaires électroniques



Prise en charge des codes-barres pour des données plus fiables



Vous devez importer des CD DICOM externes ? Ajoutez **MediaImport** et étendez les fonctionnalités de PacsSCAN avec un outil d'importation de CD/DVD DICOM.

Essayez-le !

Pour plus d'informations sur PacsSCAN, appelez-nous au +1 (925) 846-9600 ou écrivez nous à : getstarted@pacsgear.com

Fonctionnalités de PacsSCAN

- ⚙ Interface utilisateur conviviale permettant à quiconque de numériser des documents sans connaissances préalables des systèmes PACS. Aucune formation requise.
- ⚙ Interface avec RIS Worklist ou DICOM Archive pour un chargement automatique des données du patient et une plus grande simplicité d'utilisation. DICOM Modality Worklist (MWL) garantit une correspondance précise des documents numérisés avec les observations du patient. Comprend un support code-barre complet pour une saisie rapide des données.
- ⚙ Importe les documents avec les scanners compatibles TWAIN et les envoi via DICOM. Interopérabilité garantie avec plus de 20 systèmes PACS
- ⚙ Importation directe des formats multimédias tels que JPEG, bitmap, TIFF, PNG, AVI/MPEG et autres
- ⚙ L'accès aux informations confidentielles des patients est protégé par nom d'utilisateur et mot de passe pour chaque utilisateur. Compatible avec les protocoles LDAP/Active Directory pour la signature unique. La fonctionnalité de délai d'attente automatique ferme la session après une période d'inactivité prédéfinie.
- ⚙ Comprend le standard de compression JPEG2000 pour réduire l'espace de stockage et les délais de transmission