

 PacsSCAN™

Pacs**SCAN**™ consente di effettuare la scansione di documenti cartacei, creare moduli elettronici e importare immagini in formato JPEG da qualsiasi reparto verso un qualsiasi sistema PACS. In questo modo è possibile eliminare il volume dei documenti cartacei, ottimizzare il processo di lavoro e consentire l'accesso a preziosi dati clinici.

Pacs**SCAN** garantisce la facile consultazione di documenti non-image, tra cui note tecniche, moduli per screening, nonché ordini e pagamenti. Nei sistemi PACS, è possibile visualizzare i documenti, consultare i moduli elettronici e le immagini cliniche in formato JPEG, insieme agli esami del paziente.

Leader nella scansione dei documenti

Perché scegliere MediaImport?

- ✦ **Facilità** – Facilità di scansionare qualsiasi documento cartaceo da qualunque reparto per poi utilizzarlo con un sistema PACS
- ✦ **Velocità** – Possibilità di importare rapidamente immagini JPEG, AVI e MPEG in meno di un minuto
- ✦ **Funzionalità** – Compatibile con più di 20 sistemi PACS e tutti gli scanner TWAIN

Facile... come contare fino a 3!!!



1. Selezionare i dati del paziente/esame di RIS o dall'archive DICOM



2. Scansionare il documento e fare clic su "Invia"



3. Il documento viene associato all'esame di riferimento

Da oggi, anche i moduli elettronici

PacsSCAN consente di creare e distribuire moduli elettronici, migliorando in tal modo l'efficienza dell'intero processo di lavoro. Mai più scansioni in futuro!

- ⚙ **Elimina la fase di "Stampa & scansione"**
- ⚙ **Campi principali compilati in automatico**
- ⚙ **Menu a tendina per velocizzare l'inserimento dei dati**




Novità! Inserimento immediato dei dati con la nuova penna ottica

Tablet PC (opzionale) per la compilazione dei moduli elettronici



Supporta la lettura dei codici a barre per una maggiore precisione dei dati del paziente



Dovete importare dati da CD DICOM esterni? Con **MediaImport**, è possibile integrare PacsSCAN con la funzione di importazione dati da CD e DVD DICOM.

Funzionalità di PacsSCAN

- ⚙ L'intuitiva interfaccia utente consente a chiunque di effettuare la scansione di documenti senza alcuna conoscenza dei sistemi PACS. Formazione non richiesta.
- ⚙ Interfacciamento con i moduli RIS worklist o DICOM Archive, per il caricamento automatico dei dati del paziente. La modalità Worklist (MWL DICOM) garantisce l'accurata associazione dei documenti scansionati con gli esami dei pazienti. Possibilità di lettura dei codici a barre per un rapido inserimento dei dati personali.
- ⚙ Importazione di documenti mediante scanner TWAIN compatibili, con trasmissione via DICOM. Interoperabilità garantita per oltre 20 sistemi PACS.
- ⚙ Importazioni dirette di formati multimediali, tra cui JPEG, bitmap, TIFF, PNG, AVI/MPEG e altri ancora
- ⚙ L'accesso alle informazioni riservate dei pazienti è protetto da un sistema con nome utente e password assegnati ai singoli utenti. LDAP/Active Directory per accesso singolo. Funzionalità di time-out automatica che disconnette il sistema una volta trascorso un periodo di tempo di inattività predeterminato.
- ⚙ Comprende sistema di compressione JPEG2000 per ridurre i requisiti di spazio e i tempi di trasmissione

Per saperne di più

Per ulteriori informazioni su PacsSCAN, è possibile contattarci al numero +1 (925) 846-9600 o inviare un e-mail all'indirizzo getstarted@pacsgear.com