

 PacsSCAN™

PacsSCAN™ では、紙の書類をスキャンし、電子フォームを作成し、JPEGデータをどの部門からもPACSにインポートできます。紙の書類を一掃、作業の流れを向上し、さらに重要な医療書類へのアクセスが容易になります。

PacsSCANは、技術メモ・スクリーニングフォーム・オーダ情報などのイメージ以外の書類へも簡単にアクセスできます。PACSでは、診察時に各種書類や電子フォーム、臨床画像(JPEG)を患者の検査結果とともに閲覧できます。

業界トップのドキュメントスキャンングソフトウェア

PacsSCANが選られる理由

- ✦ 簡単 – 簡単にあらゆる紙の書類をスキャンし、どの部門からもPACSへ送信可能です。
- ✦ 高速 – すばやくJPEG・AVI・MPEGファイルをインポートし、1分かかりません。
- ✦ 便利 – 20以上のPACSパッケージとすべてのTWAIN対応スキャナに対応しています。

1・2・3ステップで簡単操作



1. 過去のRISやDICOMデータから患者情報・検査結果を選択



2. 書類を読み取り、“送信”ボタンをクリック



3. 読み取った書類は対象の検査結果と関連付けられています。

電子フォーム機能搭載

PacsSCAN では、電子フォームの作成や配信が可能で、紙の書類の読み取り自体をなくし、効率や作業の流れが向上します。

- ✦ 紙の書類の“印刷&読み取り”を排除
- ✦ 主な入力欄にはオートフィル機能採用
- ✦ プルダウンメニューで迅速なデータ入力



タブレットペンで迅速入力
New!

オプションで患者情報入力電子フォーム用のタブレットPCを用意



正確な患者情報入力用にバーコードにも対応



外部のDICOM CDをインポートするの必要はありますか？

Medialmport を導入すると、DICOM CD/DVDのインポート機能を追加し、PacsSCAN Filmを拡張できます。

まずは

PacsSCAN の詳細については、お電話(+1 925-846-9600)もしくはEメール (getstarted@pacsgear.com)にてお問い合わせ下さい。

PacsSCAN の機能

- ✦ 簡単なユーザインターフェースで、PACSの事前知識がない方にも簡単に書類をスキャンできます。トレーニングも不要です。
- ✦ RISワークリストやDICOMアーカイブへのインターフェースを搭載し、DICOMモダリティワークリスト(MWL)は正確に書類と患者の検査結果を照合します。拡張型バーコード機能も搭載し、素早い情報入力を実現します。
- ✦ TWAIN対応スキャナで読み取った書類をインポートし、DICOM経由で送信可能です。20種類以上のPACSとの相互動作を確認済みです。
- ✦ JPEG、bitmap、TIFF、PNG、AVI/MPEGなどのマルチメディアフォーマットを直接インポートできます。
- ✦ 秘密患者情報へのアクセスは、ユーザ名とパスワードで保護されています。LDAP/Active Directoryに対応し、便利なシングルサインオンが可能です。また、事前に設定された期間にアクセスがない場合は、自動タイムアウト機能によりログオフします。
- ✦ JPEG2000準拠の圧縮方式を採用し、保存領域や送信時間が削減できます。