

 PacsSCAN™

PacsSCAN™ laat u papier scannen, elektronische formulieren produceren en JPEG's importeren naar alle PACS vanuit iedere afdeling. Elimineert papier, verbetert werkschema's en levert toegang tot belangrijke klinische documentatie.


Met PacsSCAN krijgt u eenvoudig toegang tot documenten zonder afbeeldingen, zoals technische aantekeningen, onderzoeksformulieren en bestelinformatie. Bekijk documenten, elektronische formulieren en klinische JPEG's alsmede patiëntenstudies in PACS op het zorgpunt.

### In de industrie leidende software om documenten te scannen

#### Waarom PacsSCAN?

- ⚙ **Eenvoudig** – Eenvoudig ieder papieren document van iedere afdeling scannen met PACS
- ⚙ **Snel** – Snel JPEG's, AVI's, en MPEG's in minder dan één minuut importeren
- ⚙ **“Het werkt gewoon”** – Compatible met meer dan 20 PACS oplossingen en alle TWAIN-compliant scanners

## Hoe het werkt... kinderlijk eenvoudig!!!



1. Demografische gegevens over patiënt/studie in uw RIS- of DICOM-archief selecteren



2. Het document scannen en op "Verzenden" klikken



3. Het document is nu gekoppeld aan de juiste studie

## Nu inclusief elektronische formulieren

Pacs**SCAN** laat u elektronische formulieren maken en verspreiden om de efficiëntie en het werkschema te verbeteren – elimineert het scannen van papier volkomen!

- ⚙️ Papier elimineren "Print & Scan" cyclus
- ⚙️ Auto-invullen hoofdinformatievelden
- ⚙️ Gebruik pulldown menu's voor snelle data-invoer




Nieuw! Snelle data-invoer met schrijfstift voor tablet

Als optie een tablet-pc voor invoer van patiëntgegevens met elektronisch formulier



Ondersteunt barcodering voor nauwkeurige demografische patiëntgegevens



U moet externe DICOM cd's importeren? Voeg **MediaImport** toe en breid Pacs**SCAN** uit met DICOM cd en dvd import.

## Nu beginnen

Voor meer informatie over Pacs**SCAN** contact met ons opnemen via \*1 (925) 846-9600 of e-mail [getstarted@pacsgear.com](mailto:getstarted@pacsgear.com)

## PacsSCAN voorzieningen

- ⚙️ Door eenvoudige gebruikersinterface kan iedereen documenten scannen zonder voorafgaande kennis over PACS. Geen training vereist.
- ⚙️ Interfaces met RIS-werklijst of DICOM-archief om gemakkelijk en automatisch demografische patiëntgegevens te laden. De DICOM modaliteit werklijst (MWL) zorgt voor een nauwkeurige koppeling van gescande documenten aan patiëntenstudies. Omvat tevens uitgebreide barcodesteun voor snelle demografische invoer.
- ⚙️ Importeert documenten met TWAIN-compliant scanners en verzendt deze via DICOM. Bevestigde bedrijfsgeredheid met meer dan 20 PACS.
- ⚙️ Directe import van multimedia formats inclusief JPEG, bitmap, TIFF, PNG, AVI/MPEG enzovoorts
- ⚙️ Toegang tot vertrouwelijke patiëntinformatie wordt beschermd door gebruikersnaam en wachtwoord voor elke gebruiker. Ondersteunt LDAP/Active Directory voor enkelvoudig aanmeldgemak. Automatisch time-out voorziening logt uit na een vooraf vastgelegde periode van inactiviteit.
- ⚙️ Inclusief JPEG2000 compressie ter vermindering van opslageisen en overdrachtijden